

NEW

EXILIS ULTRA 360™



| EXILIS ULTRA 360™ |

EXILIS ULTRA 360™



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ:
ПРОЦЕДУРЫ С ГОЛОВЫ
ДО НОГ



ТЕХНОЛОГИЯ
360 VOLUMETRIC HEATING:
ПРЕВОСХОДНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
НАДОЛГО



НЕИНВАЗИВНЫЙ:
НЕ ТРЕБУЕТСЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ
ПОСЛЕ ПРОЦЕДУР

УНИКАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ
КОНТУРНОЙ КОРРЕКЦИИ ТЕЛА, ПОДТЯЖКИ КОЖИ И
ОМОЛОЖЕНИЯ

Первый и единственный в эстетической медицине
неинвазивный аппарат премиум-класса, сочетающий
в себе технологии RF и ультразвука для
одновременного терапевтического воздействия.

Сочетанное действие RF, ультразвука и технология
360° Volumetric Heating делают терапию ультра
комфортной и безопасной, сокращают время
процедур, дают стабильные результаты для широкого
круга пациентов разного возраста, веса и типа кожи.



AESTHETICS

| EXILIS ULTRA 360™ |

ULTRA ТЕХНОЛОГИИ

Уникальное сочетание монополярной радиочастотной волны и ультразвука в одной рукоятке - идеальная комбинация прогрева и контролируемого охлаждения.

МОНОПОЛЯРНЫЙ СФОКУСИРОВАННЫЙ RF

- Самое глубокое регулируемое проникновение.
- Самое быстрое достижение температуры терапевтического воздействия (1,5 мин).
- Технология 360°Volumetric Heating - объемный прогрев тканей, воздействие в труднодоступных местах, сокращение времени процедуры.

ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ УЛЬТРАЗВУК

- Улучшение теплопроводности кожи.
- Эффект местной анестезии.
- Пациент лучше переносит нагрев.
- Повышается эффективность процедуры.





AESTHETICS

| EXILIS ULTRA 360™ |

ULTRA БЕЗОПАСНОСТЬ

Уникальные системы контроля потока энергии EFC™ (Energy Flow Control) и impedance intelligence.™

- отслеживают изменение сопротивления кожи в режиме реального времени;



- обеспечивают плавный поток энергии и оптимальное терапевтическое воздействие во время процедуры;
- отключают энергию при потере контакта.




AESTHETICS

| EXILIS ULTRA 360™ |

ULTRA БЕЗОПАСНОСТЬ

Встроенные функции обеспечивают абсолютную безопасность процедур и полностью исключают риски ожогов кожи.



Контроль глубины проникновения энергии и избирательное воздействие на ткани




Контроль контакта аппликатора с кожей.



Мониторинг температуры кожи в режиме реального времени и контролируемое охлаждение.

ULTRA ИННОВАЦИИ



Еще более высокий уровень безопасности и комфорта с технологией **360° Volumetric Heating**. Благодаря специально разработанному аппликатору с воздействием в 360° значительно улучшена терапия труднодоступных зон.

Большая площадь контакта с кожей обеспечивает быстрый и устойчивый результат.

Объемное воздействие позволяет минимизировать время проведения процедур.

ULTRA УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Терапевтическое и превентивное воздействие.
Широкий круг пациентов любого возраста, типа
кожи и индекса массы тела.

Терапия с головы до ног - воздействие
более чем на 20 зон.



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

- Онкология;
- беременность;
- имплантированные электроустройства (кардиостимуляторы);
- металлические имплантаты в зоне воздействия;
- менструация (противопоказаны процедуры в области живота);
- дерматологические заболевания и повреждения кожных покровов в зоне воздействия.

ULTRA ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ



Большой аппликатор



Зона воздействия	Результат
Живот Бока Спина Руки Бедра Колени	коррекция нежелательных жировых отложений; повышение плотности упругости кожи; выравнивание кожи в зонах целлюлита; сокращение морщин и складок; активизация собственных обменных процессов кожи.



AESTHETICS

| EXILIS ULTRA 360™ |

ULTRA ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ



Малый аппликатор



Зона воздействия	Результат
Лицо Шея Декольте Параорбитальная зона Подбородок	Мгновенный лифтинг Моделирование овала лица Повышение тонуса и эластичности Сокращение морщин и провисания кожи; Активизация обменных процессов
Кисти рук	Сокращение морщин Повышение тонуса и эластичности
Интимная зона:	Мгновенный лифтинг Повышение тонуса и эластичности Лечение стрессового недержания мочи



AESTHETICS


| EXILIS ULTRA 360™ |

ULTRA КОМФОРТ

Комфортное самочувствие пациента во время и после процедуры - залог ее коммерческой успешности

Технологии **EXILIS ULTRA 360°** обеспечивают максимальный комфорт пациента:

- Абсолютно безболезненно – без инъекций и анестезии.
- Многие пациенты сравнивают свои ощущения со стоун-терапией.
- Процедуры абсолютно безопасны и не имеют побочных эффектов.
- Не нужна реабилитация.



ULTRA РЕЗУЛЬТАТ



ЖИВОТ

ПОСЛЕ 4x ПРОЦЕДУР



Ягодицы

ПОСЛЕ 4x ПРОЦЕДУР



Глаза

ПОСЛЕ 4x ПРОЦЕДУР



Кисти

ПОСЛЕ 4x ПРОЦЕДУР



Руки

ПОСЛЕ 4x ПРОЦЕДУР




Спина

ПОСЛЕ 4x ПРОЦЕДУР



I EXILIS ULTRA 360™ I

ULTRA НАУЧНЫЙ ПОДХОД



NOVEMBER 2014 1336 VOLUME 13 • ISSUE 11
JOURNAL OF DRUGS IN DERMATOLOGY

COPYRIGHT © 2014 ORIGINAL ARTICLES

A Focused Monopolar Radiofrequency Causes Apoptosis:
A Porcine Model

SEPTEMBER 2014 1112 VOLUME 13 • ISSUE 9
JOURNAL OF DRUGS IN DERMATOLOGY

COPYRIGHT © 2014 ORIGINAL ARTICLES

Two-Treatment Protocol for Skin Laxity Using 90-Watt
Dermal RF

Dynamic Mechanical Properties of Skin During RF

29 марта 2017 г.
DOI: 10.1111/jocd.12348

WILEY JCD Journal of Cosmetic Dermatology

ОРИГИНАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ


Оценка безопасности и эффективности применения
монополярного неаблятивного радиочастотного аппарата
для уменьшения степени вульвовагинальной слабости
и стрессового недержания мочи

THE Aesthetic Guide

Программа Body By BTL
и ULTRA Femme 360°
помогают женщинам
полностью восстановиться
после родов

Фокусированный
Монополярный RF вызывает
аптотоз

Лифтинг лица: доказанное
повышение коллагена и эластина



| EXILIS ULTRA 360™ |


с жировыми отложениями, а также от дряблости живота, боков и бедер. Помимо этого у них также наблюдаются вагинальные изменения», — объясняет она.

Как утверждает доктор Шел, послеродовое восстановление начинается со здорового образа жизни, что подразумевает некоторое время, которое необходимо выждать, прежде чем проводить процедуры. «Многие из проблемных зон приходят в норму сами собой, и мы хотим работать над улучшением тела, а не против него», — объясняет она. «Поэтому обычно мы предпочитаем подождать шесть—восемь недель или даже немножко дольше». Комплексный подход доктора Шел также включает в себя нормализацию гормонального фона, оптимизацию пищевого радиону, снижение веса, здоровое питание, увлажнение и физические

ULTRA ПРЕИМУЩЕСТВА

НАДЕЖНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ:

- Европейское производство.
- Гарантия — 2 года.
- Сертификация FDA.
- Качественные материалы и элегантный дизайн.
- Русифицированное меню и интуитивно понятное управление.
- Четко регламентированные протоколы процедур на каждую зону.
- Регистрационное удостоверение РФ.



УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ КЛИЕНТА:

- Уникальная для России, эффективная и безопасная технология.
- Широкий спектр применения.
- Комфортность и быстрота процедур.
- Видимый эффект после первого же сеанса.



AESTHETICS

| EXILIS ULTRA 360™ |


ULTRA РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ

ФАКТОРЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ БЫСТРУЮ ОКУПАЕМОСТЬ И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ АППАРАТА EXILIS ULTRA 360°:

- RF- лифтинг - модный тренд и востребованный метод омоложения.
- Технологии Exilis Ultra 360° не имеют аналогов и значительно эффективнее других RF систем.
- Удовлетворенность и комфорт пациентов - быстро, безопасно, безболезненно, моментальный эффект.
- Широкий спектр применения.
- Короткие процедуры (в среднем 8-15 минут).
- Минимальный курс - 4 процедуры.
- Отсутствие дорогих расходных материалов.
- Высокая рентабельность.
- Отсутствие сезонности - процедуры можно проводить круглый год.

BTL INDUSTRIES LTD


- Основана в 1993 году
- Представлена в более чем 100 странах
- Входит в тройку лидеров рынка эстетической медицины
- Разработка и производство находятся в Великобритании



ПАРТНЕРЫ В РОССИИ



ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ
МАРГАРИТЫ КОРОЛЕВОЙ



ULTRA КОМФОРТНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО



- образовательные программы и сертификация персонала;
- информационная, маркетинговая и рекламная поддержка;
- презентации, выставки, мероприятия;
- послепродажная техническая поддержка.

**БЛАГОДАРИМ
ЗА ВНИМАНИЕ!**